

**EN**

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

**DE**

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

**FR**

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

**ES**

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

**IT**

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

**PL**

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ Klienta.

**US** office: Fontana      **UK** office: Ipswich      **AU** office: Truganina

**DE** office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

**FR** office: Saint Vigor d'Ymonville      **PL** office: Gdańsk



## **USER'S MANUAL/HANDBUCH /MANUEL DE L'UTILISATEUR/MANUAL DEL USUARIO /MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**JS10017DE**

Foot Massager / Fußmassagegerät /Masseur pour Pieds  
/ Masajeador de Pies / Massaggiatore per Piedi / Masażer do stóp

First, we appreciate your support. Please read the instructions carefully before operating this machine, and well keep it for later use. Note: we reserve the right to revise or explain the design of this product without further notice.

## FOOT MASSAGER SPECIFICATIONS

○ MODLE : LF-23

○ VOLTAGE : AC100~240V/50Hz 1,6A

○ POWER : 80W

○ RATED WORKING TIME : 15 MINUTES

## A/C ADAPTOR

○ INPUT : AC100~240V/50Hz 1,6A


## FEATURES

1. An entirely new massager specifically designed to massage your feet, ankles and calves all at the same time.
2. 4 parts of kneading discs in one appliance to massage you feet, ankles and calves.
3. Flexible kneading discs create a professional massage experience.
4. Strong kneading action penetrates deeply into the muscles of you feet, ankles and calves.
5. Pressure nodes located under your feet stimulate the reflex points on the soles of your feet.
6. Personal-preference of 3 kneading massage programs (P1/P2/P3)
7. The synergistic combination of kneading and vibratory action gives you a most relaxing and revitalizing massage experience, while achieving a beneficial reflexology and beautifying effect.
8. Strategically located buttons on the switch panel allow you to control the massage function easily.
9. Auto shut-off feature activates after the massager has been used for 15 minutes.
10. A pair of detachable fabric cover(with zipper)allows for cleaning to maintain good hygiene.
11. COULD accelerate circulation after USING THE HEATED FUNCTION ACCORDING TO YOUR NEED.

## EFFECTIVENESS


- 1.The kneading and vibratory actions go deep into the different layers of muscles of your feet, ankles, and calves, allowing you to rejuvenate and relax.
- 2.Kneading and vibration massage target vital reflex points on the feet and soles, achieving positive reflexology effects.
- 3.Stimulates blood circulation, thereby preparing and warming the muscles.
- 4.Relieves tension and reduces stress.
- 5.Relieves sore and tired feet effectively.
- 6.Helps to tone, shape and beautify your legs.

## NAMES OF PARTS AND FUNCTIONS



- 1.Computer panel
- 2.Shell of mainframe
- 3.Handle
- 4.Power switch ( Back )
- 5.Cover ( with zipper )
- 6.Bracket
- 7.Roller assembly
- 8.Roll ball
- 9.Magnet
- 10.Heat up part
- 11.Vibration motor

## Operation Instruction of computer Panel




- |  |              |
|--|--------------|
|  | Power button |
|  | Foot massage |
|  | Calf massage |
|  | Time control |
|  | Vibrate      |
|  | Heat         |

### To activate the kneading discs only

- 1.Place the lower section of your legs into the fabric-covered slots and press ) to start.
- 2.Press the button and the default mode will be " ", press it again or twice, and mode will switch to " " and " ".
- 3.Press the button and the default mode will be " ", press it again or twice, and mode will switch to " " and " ".
- 4.Press the button and the default program will be "Vibrate", and press again to close.
- 5.Press the button and the default program will be "Heat", press again to close.
- 6.Press the button again to stop all of the programs.
- 7.Press the button to adjust the time of using.



Press the power switch in the back of the massager, the indicating light of stand-by will turn on.



Insert the adapter into the back seat of the massager in the correct direction. After plugging in the power source, the adapter indicator will be on.




Open or close bracket according to the height of feet.



Choose a chair that matches your height and place your feet in the massage trough.



Stop use: please press the off button, turn off the power switch, then cut the power and remove the adapter.



If the power is interrupted during use, the first step is to put your feet on their side and move them easily.



If the power is interrupted during use, the second step: raise your knees.

## Caution

- Do not stand on, or exert excessive pressure on the massager. This may significantly slows down or stops the motor, potentially causes overheating and subsequent damage to the massager.
- The total recommended usage time of the massager is 15 minutes.
- Press the "stop" button to terminate massager if discomfort is experienced. The 4 pairs of discs will not stop instantaneously; they will continue to complete the last kneading cycle. Before stopping at their "home" position.
- Some users may experience itch on their feet during and after the massage. This is alright because it is the result of improved blood circulation.

## SAFETY

### Usage Environment

Do not use the massager in an excessively humid environment such as the bathroom.

Do not use the massager on a wet body, this may result in a short circuit or an electric shock.

### Suitability of User

The following users must consult their doctors before use.

Those suffering from cancer.

Those suffering from osteoporosis.

Those suffering from malignant tumors.

Those who have a high fever.

Women who are pregnant or menstruating.

### Safety Precautions during Use

Do not use the massager for any purpose, other than massage, this may result in accident or injury.

Do not use the massager when the fabric cover is torn, or parts of it are missing.

Do not let children, or persons who are not capable of handling equipment to operate the massager. Please keep the massager out of reach of children.

Do not stand or sit on the massager.

Do not insert metallic objects, or flammable materials into the main body. This may result in electrocution, short circuit and possible fire.

Do not use the massager within an hour of mealtime.

Do not cover the massager during operation. This may result in a rise in motor temperature and subsequent breakdown or fire.

Do not unplug switch off the massager during operation. This may result in injury.

Do not sleep while using the massager.

#### **Instances when the massager should not be used**

In the following events, please switch off the power immediately and disconnect the AC power cord from the electric outlet.

If water is accidentally spilled on the massager, this may result in electric shock.

If severe or abnormal pain is felt during massage, stop operation immediately and consult your doctor.

If you detect any malfunction or any other abnormal condition during operation.

If there is a power failure, injury may occur when power is restored unexpectedly.

If there is lightning.

#### **Assemble and repair the massager**

The massager must only be serviced or repaired by the service centre. Users must not disassemble or repair the massager themselves.

#### **Notes about power plug and cord**

Please check whether the voltage of power supply meets the adapter standard.

Do not disconnect the AC plug from the electrical outlet roughly.

Do not connect or disconnect the AC plug from the electrical outlet with wet hands.

It may result in electric shock or machine malfunction.

When disconnecting the AC power plug, pull it out by holding the plug instead of the power cord.

Do not place the AC cord under the massager or any heavy object.

Do not wind the AC cord around the massager as it may damage the cord and result in fire or electric shock.

Do not operate the massager with a damaged cord or tamper with the cord, contact the servicecentre for inspection.

Please use the adapter and attachment we recommend.

Do not use the massager if the electrical outlet is excessively loose.

#### **Product care and storage**

Be sure to remove the AC plug from the electrical outlet before cleaning the massager.

Do not use benzene, thinner or any other abrasive solvent on your massager.

Use a dry cloth when cleaning the massager. Never use a damp cloth to clean the massager or the power switch.

When necessary, detach the fabric covers for cleaning to maintain good hygiene.

When not in use for a long period of time, it is advisable that the AC power cord of the massager be coiled and the massager stored in a dust and moisture free environment.

Do not store the massager near intense heat or an open flame. Do not leave the massager under direct sunlight for long period of time.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, das Design dieses Produkts ohne weitere Ankündigung zu überarbeiten oder zu erklären.

## Spezifikation

MODELL: LF-23

SPANNUNG : AC100~240V/50Hz 1,6A

LEISTUNG : 80W

NENNBETRIEBSDAUER : 15 MINUTEN

## A/C ADAPTOR

EINGANG: AC100~240V/50Hz 1,6A


## MERKMALE

1. Ein völlig neues Massagegerät, das speziell entwickelt wurde, um Ihre Füße, Knöchel und Waden gleichzeitig zu massieren.
2. 4 Teile von Knetscheiben in einem Gerät, um Ihre Füße, Knöchel und Waden zu massieren.
3. Die flexiblen Knetscheiben sorgen für ein professionelles Massageerlebnis.
4. Starke Knetwirkung dringt tief in die Muskeln Ihrer Füße, Knöchel und Waden ein.
5. Druckknoten unter den Füßen stimulieren die Reflexpunkte an den Fußsohlen.
6. Persönliche Einstellung von 3 Knetmassagrogrammen (P1/P2/P3)
7. Die synergetische Kombination aus Knet- und Vibrationsmassage sorgt für ein entspannendes und revitalisierendes Massageerlebnis, das gleichzeitig eine wohltuende Reflexzonenmassage und eine verschönernde Wirkung erzielt.
8. Strategisch angeordnete Tasten auf dem Bedienfeld ermöglichen Ihnen eine einfache Steuerung der Massagefunktion.
9. Die automatische Abschaltfunktion schaltet sich nach 15 Minuten Benutzung des Massagegeräts ein.
10. Ein Paar abnehmbare Stoffabdeckung (mit Reißverschluss) ermöglicht die Reinigung, um eine gute Hygiene zu erhalten.
11. KÖNNTE die Durchblutung beschleunigen, nachdem Sie die Heizfunktion entsprechend Ihrem Bedarf verwendet haben.

## EFFEKTIVITÄT


1. Die Knet- und Vibrationswirkung dringt tief in die verschiedenen Muskelschichten Ihrer Füße, Knöchel und Waden ein und ermöglicht Ihnen, sich zu verjüngen und zu entspannen.
2. Die Knet- und Vibrationsmassage zielt auf wichtige Reflexpunkte an den Füßen und Fußsohlen ab und erzielt so positive Reflexologie-Effekte.
3. Regt die Blutzirkulation an, wodurch die Muskeln vorbereitet und erwärmt werden.
4. Löst Verspannungen und baut Stress ab.
5. Entlastet effektiv wunde und müde Füße.
6. Hilft, den Fuß zu formen und zu verschönern.

## NAMEN DER TEILE UND FUNKTIONEN



1. Computer-Panel
2. Gehäuse des Hauptrechners
3. Handgriff
4. Netzschalter (Rückseite)
5. Deckel (mit Reißverschluss)
6. Halterung
7. Gruppe von Rollen
8. Rollenkugel
9. Magnet
10. Erhitztes Teil
11. Vibrationsmotor

## Bedienungsanleitung des Panels




- |  |               |
|--|---------------|
|  | Netzschalter  |
|  | Fußmassage    |
|  | Wadenmassage  |
|  | Zeitsteuerung |
|  | Vibration     |
|  | Wärme         |

### Um nur die Knetscheiben zu aktivieren

1. Legen Sie den unteren Teil Ihrer Beine in die stoffbezogenen Schlitze und drücken Sie zum Starten.
2. drücken Sie die Taste und der Standardmodus wird "Ivl 1 ", drücken Sie es erneut oder zweimal, und der Modus wird auf " Ivl 2 "und" Ivl 3 " zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste und der Standardmodus ist "Ivl 1", drücken Sie sie erneut oder zweimal, und der Modus wechselt zu "Ivl 2" und "Ivl 3".
4. Drücken Sie die Taste und das Standardprogramm wird "Vibrieren" und drücken Sie erneut SSS zu schließen.
5. drücken Sie die Taste und das Standardprogramm wird "Wärme" sein und drücken Sie erneut , um zu schließen.
6. Drücken Sie erneut die Taste , um alle Programme zu beenden.
7. drücken Sie die Taste , um die Betriebszeit einzustellen.



Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Massagegeräts, die Stand-by-Anzeige leuchtet auf.



Öffnen oder schließen Sie den Bügel entsprechend der Höhe der Füße.




Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen möchten, drücken Sie bitte die Ausschalttaste, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entfernen Sie den Adapter.




Wenn der Strom während der Verwendung unterbrochen wird, der zweite Schritt: Heben Sie Ihre Knie.



Stecken Sie den Adapter in der richtigen Richtung in den hinteren Sitz des Massagegeräts. Nach dem Einsticken der Stromquelle leuchtet die Adapteranzeige auf.



Wählen Sie einen Stuhl, der Ihrer Körpergröße entspricht, und stellen Sie Ihre Füße in die Massageschale.



Sollte die Stromzufuhr während der Benutzung unterbrochen werden, legen Sie Ihre Füße zunächst auf die Seite und bewegen Sie sie leicht.

## Vorsicht

- Stellen Sie sich nicht auf das Massagegerät und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf es aus. Dies kann zu einer erheblichen Verlangsamung oder zum Stillstand des Motors führen und möglicherweise eine Überhitzung und damit eine Beschädigung des Massagegeräts verursachen.
- Die empfohlene Gesamtnutzungsdauer des Massagegeräts beträgt 15 Minuten.
- Drücken Sie die "Stopp"-Taste, um das Massagegerät zu beenden, wenn Sie sich unwohl fühlen. Die 4 Scheibenpaare halten nicht sofort an, sondern fahren fort, den letzten Knetzyklus abzuschließen. Bevor sie in ihrer "Ausgangsposition" anhalten.
- Einige Benutzer können während und nach der Massage ein Jucken an den Füßen verspüren. Das ist in Ordnung, denn es ist das Ergebnis einer verbesserten Blutzirkulation.

## SICHERHEIT

### Benutzungsumgebung

Verwenden Sie das Massagegerät nicht in einer übermäßig feuchten Umgebung, wie z.B. im Badezimmer.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf einem nassen Körper, da dies zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Schlag führen kann.

### Eignung des Benutzers

Die folgenden Benutzer müssen vor dem Gebrauch ihren Arzt konsultieren.

Personen, die an Krebs leiden.

Personen, die an Osteoporose leiden.

Personen, die an bösartigen Tumoren leiden.

Personen, die hohes Fieber haben.

Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben.

### Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

Verwenden Sie das Massagegerät nicht für andere Zwecke als zur Massage, da dies zu Unfällen oder Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn der Stoffbezug zerrissen ist oder Teile davon fehlen.

Lassen Sie das Massagegerät nicht von Kindern oder Personen bedienen, die nicht mit dem Gerät umgehen können.

Bitte bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Massagegerät.

Führen Sie keine metallischen Gegenstände oder brennbare Materialien in das Gerät ein. Dies kann zu einem Stromschlag, Kurzschluss und möglicherweise zu einem Brand führen.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.

Decken Sie das Massagegerät während des Betriebs nicht ab. Dies kann zu einem Anstieg der Motortemperatur und damit zu einem Ausfall oder Brand führen.

Ziehen Sie während des Betriebs nicht den Stecker des Massagegeräts aus der Steckdose. Dies kann zu Verletzungen führen.

Schlafen Sie nicht, während Sie das Massagegerät benutzen.

### **Fälle, in denen das Massagegerät nicht verwendet werden sollte**

In den folgenden Fällen schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wenn versehentlich Wasser auf das Massagegerät verschüttet wird, kann dies zu einem Stromschlag führen.

Wenn Sie während der Massage starke oder ungewöhnliche Schmerzen verspüren, stellen Sie den Betrieb sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie während des Betriebs eine Fehlfunktion oder einen anderen abnormalen Zustand feststellen.

Bei einem Stromausfall kann es zu Verletzungen kommen, wenn die Stromversorgung unerwartet wiederhergestellt wird.

Bei einem Blitzeinschlag.

### **Montage und Reparatur des Massagegeräts.**

Das Massagegerät darf nur vom Kundendienst gewartet oder repariert werden. Der Benutzer darf das Massagegerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.

### **SICHERHEIT**

Hinweise zu Netzstecker und Kabel.

Bitte prüfen Sie, ob die Spannung des Netzteils dem Standardadapter entspricht.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht unsanft aus der Steckdose.

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose ein oder ziehen Sie ihn ab. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Maschinenstörung führen.

Ziehen Sie den Netzstecker heraus, indem Sie ihn am Stecker und nicht am Netzkabel festhalten.

Legen Sie das Netzkabel nicht unter das Massagegerät oder einen schweren Gegenstand.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Massagegerät, da dies das Kabel beschädigen und zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Betreiben Sie das Massagegerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder manipulieren Sie das Kabel nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte verwenden Sie den von uns empfohlenen Adapter und Aufsatz.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn die Steckdose zu locker ist.

### **Pflege und Lagerung des Produkts.**

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Massagegerät reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Massagegeräts kein Benzol, Verdünner oder andere scheuernde Lösungsmittel.

Verwenden Sie zum Reinigen des Massagegeräts ein trockenes Tuch.

Verwenden Sie niemals ein feuchtes Tuch, um das Massagegerät oder den Netzschalter zu reinigen.

Nehmen Sie bei Bedarf die Stoffbezüge zur Reinigung ab, um eine gute Hygiene zu gewährleisten.

Wenn Sie das Massagegerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie das Netzkabel aufrollen und das Gerät in einer staub- und feuchtigkeitsfreien Umgebung aufbewahren.

Bewahren Sie das Massagegerät nicht in der Nähe von starker Hitze oder offenem Feuer auf und setzen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus.

Tout d'abord, nous apprécions votre soutien. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cette machine, et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Remarque : nous nous réservons le droit de réviser ou d'expliquer la conception de ce produit sans autre avis.

## SPÉCIFICATIONS

- MODÈLE : LF-23
- TENSION : AC100~240V/50Hz 1,6A
- PUISSANCE : 80W
- TEMPS DE TRAVAIL NOMINAL : 15 MINUTES

## ADAPTATEUR A/C

- ENTRÉE : AC100~240V/50Hz 1,6A


## CARACTÉRISTIQUES

1. Un tout nouveau masseur spécialement conçu pour masser vos pieds, chevilles et mollets en même temps.
2. 4 parties de disques de pétrissage dans un seul appareil pour masser vos pieds, chevilles et mollets.
3. Les disques de pétrissage flexibles créent une expérience de massage professionnelle.
4. Le pétrissage pénètre profondément dans les muscles de vos pieds, chevilles et mollets.
5. Les nœuds de pression situés sous vos pieds stimulent les points réflexes de la plante des pieds.
6. Choix personnel de 3 programmes de massage par pétrissage (P1/P2/P3).
7. La combinaison synergique du pétrissage et de vibration vous offre une expérience de massage des plus relaxantes.
8. Les boutons situés stratégiquement sur le panneau de commande vous permettent de contrôler facilement l'action du massage.
9. La fonction d'arrêt automatique s'active après 15 minutes d'utilisation du masseur.
10. Une paire de housses en tissu détachables (avec fermeture éclair) pour permettre le nettoyage afin de maintenir une bonne hygiène.
11. Peut accélérer la circulation après l'utilisation de la fonction chauffante selon vos besoins.

## EFFICACITÉ


1. Les actions de pétrissage et de vibration vont en profondeur dans les différentes couches de muscles de vos pieds, chevilles et mollets.
2. Les actions de pétrissage et de vibration ciblent les points réflexes vitaux des pieds et de la plante des pieds, obtenant ainsi des effets positifs de réflexologie.
3. Stimule la circulation sanguine, préparant et réchauffant ainsi les muscles.
4. Soulage les tensions et réduit le stress.
5. Soulage efficacement les pieds douloureux et fatigués.
6. Aide à tonifier, modeler et embellir vos jambes.

## NOMS DES PIÈCES ET DES FONCTIONS



1. Panneau de commande
2. Coque de cadre
3. Poignée
4. Interrupteur d'alimentation (arrière)
5. Housse (avec fermeture éclair)
6. Support
7. Ensemble de rouleau
8. Boule
9. Aimant
10. Pièce chauffante
11. Moteur de vibration

## Instructions d'utilisation du panneau de commande




- Interrupteur d'alimentation
- Massage des pieds
- Massage des mollets
- Minuterie
- Vibration
- Chauffage

### Pour activer uniquement les disques de pétrissage

1. Placez la partie inférieure de vos jambes dans les fentes recouvertes de tissu et appuyez le bouton pour démarrer.
2. Appuyez sur le bouton et le mode par défaut sera **lvl 1**, appuyez à nouveau, et le mode passera à **lvl 2** et **lvl 3**.
3. Appuyez sur le bouton et le mode par défaut sera **lvl 1**, appuyez à nouveau, et le mode passera à **lvl 2** et **lvl 3**.
4. Appuyez sur le bouton et le mode par défaut sera « Vibration », et appuyez à nouveau pour annuler la fonction.
5. Appuyez sur le bouton et le mode par défaut sera « Chauffage », et appuyez à nouveau pour annuler la fonction.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter toutes les fonctions.
7. Appuyez sur le bouton pour régler la minuterie.



Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du masseur, le témoin lumineux de veille s'allume.



Insérez l'adaptateur dans la prise arrière de l'appareil de massage dans la bonne direction, après avoir branché, le voyant de l'adaptateur s'allume.



Ouvrez ou pliez le support en fonction de la hauteur des pieds.




Choisissez une chaise qui correspond à votre taille et placez vos pieds dans la cuvette de massage.



Arrêt de l'utilisation : appuyez sur le bouton d'arrêt, éteignez le produit, puis coupez le courant et retirez l'adaptateur.



Si l'alimentation est interrompue pendant l'utilisation, la première chose à faire est de mettre vos pieds sur le côté et de les déplacer facilement.



Si l'électricité a été coupée en cours d'utilisation, première étape : montez le genou.

## ATTENTION

- Ne pas se tenir debout ou exercer une pression excessive sur le massage. Cela pourrait ralentir ou arrêter le moteur de l'appareil, provoquer une surchauffe et endommager l'appareil.
- La durée totale d'utilisation recommandée de l'appareil de massage est de 15 minutes.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter le masseur si vous ressentez un inconfort. Les 4 paires de disques ne s'arrêteront pas instantanément ; ils continueront à terminer le dernier cycle de pétrissage.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir des démangeaisons aux pieds pendant et après le massage. Cela n'est pas grave car c'est le résultat d'une meilleure circulation sanguine.

## SÉCURITÉ

### Environnement d'utilisation

Ne pas utiliser le masseur dans un environnement excessivement humide tel que la salle de bain.

Ne pas utiliser le masseur sur un corps mouillé, cela pourrait entraîner un court-circuit ou un choc électrique.

### Application

Les utilisateurs suivants doivent consulter leur médecin avant l'utilisation  
Personnes souffrant de cancer.

Personnes souffrant d'ostéoporose.

Personnes souffrant de tumeurs malignes

Personnes ayant une forte fièvre

Les femmes enceintes ou en période de menstruation

### Précautions de sécurité pendant l'utilisation

Ne pas utiliser le masseur à d'autres fins que le massage, cela pourrait entraîner un accident ou des blessures.

Ne pas utiliser le masseur si la housse en tissu est déchirée ou si des parties de celle-ci sont manquantes.

Ne pas laisser les enfants, ou les personnes qui ne sont pas capables de manipuler l'équipement, utiliser le masseur. Veuillez garder le masseur hors de portée des enfants.

Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur l'appareil de massage.

Ne pas insérer d'objets métalliques ou de matériaux inflammables dans le corps principal. Cela pourrait entraîner une électrocution, un court-circuit et un incendie.

Ne pas utiliser le masseur dans l'heure qui précède un repas.

Ne pas couvrir l'appareil de massage pendant son fonctionnement. Cela pourrait entraîner une augmentation de la température du moteur et, par conséquent, une panne ou un incendie.

Ne pas débrancher l'appareil de massage pendant son fonctionnement.

Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne pas dormir pendant l'utilisation de l'appareil de massage.

### **Cas où le masseur ne doit pas être utilisé**

Dans les cas suivants, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et débrancher.

Si de l'eau est accidentellement renversée sur le masseur, cela peut entraîner un choc électrique.

Si une douleur sévère ou anormale est ressentie pendant le massage.

Arrêtez immédiatement l'appareil et consultez votre médecin.

Si vous détectez un dysfonctionnement ou toute autre condition anormale pendant le fonctionnement.

En cas de panne de courant, des blessures peuvent se produire lorsque le courant est rétabli de façon inattendue.

En cas de foudre.

### **Assembler et réparer l'appareil de massage.**

Le masseur ne doit être entretenu ou réparé que par les personnes qualifiées, les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le masseur par eux-mêmes.

### **Remarques concernant la fiche et le cordon d'alimentation.**

Veuillez vérifier si la tension de l'alimentation électrique correspond à la norme de l'adaptateur,

Ne retirez pas la fiche de la prise électrique de manière brutale.

Ne pas brancher ou débrancher avec les mains mouillées. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique ou des problèmes de machine.

Lorsque vous retirez la fiche, ne la tirez pas en tenant la fiche et non le cordon.

Ne pas placer le cordon d'alimentation sous le masseur ou tout autre objet lourd.

Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil de massage, car cela pourrait l'endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas faire fonctionner le masseur avec un cordon endommagé ou modifier le cordon.

Veuillez utiliser l'adaptateur et l'accessoire que nous recommandons.

Ne pas utiliser le masseur si la prise électrique est excessivement lâche.

### **Entretien et stockage du produit.**

Retirer la fiche du secteur de la prise électrique avant de nettoyer le masseur.

Ne pas utiliser de diluant benzénique ou tout autre solvant abrasif sur votre masseur.

Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le masseur. Ne jamais utiliser un chiffon humide pour nettoyer le masseur ou l'interrupteur d'alimentation.

Si nécessaire, détacher les housses en tissu pour les nettoyer afin de maintenir une bonne hygiène.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé d'enrouler le cordon d'alimentation de l'appareil de massage et de le ranger dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.

Ne pas stocker le masseur à proximité d'une chaleur intense ou d'une flamme nue. Ne pas laisser le masseur sous la lumière directe du soleil pendant une longue période.

En primer lugar, agradecemos su apoyo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar esta máquina, y guárdelas bien para su uso posterior. Nota: Nos reservamos el derecho de revisar o explicar el diseño de este producto sin previo aviso.

## ESPECIFICACIONES

- MODELO: LF-23
- VOLTAJE: AC100~240V/50Hz 1,6A
- POTENCIA: 80W
- TIEMPO DE TRABAJO NOMINAL: 15 MINUTOS

## ADAPTADOR A/C

- ENTRADA: AC100~240V/50Hz 1,6A


## CARACTERÍSTICAS

1. Un masajeador totalmente nuevo diseñado específicamente para masajear los pies, los tobillos y las pantorrillas al mismo tiempo.
2. 4 partes de discos amasadores en un solo aparato para masajear sus pies, tobillos y pantorrillas.
3. Los discos amasadores flexibles crean una experiencia de masaje profesional.
4. La fuerte acción de amasado penetra profundamente en los músculos de sus pies, tobillos y pantorrillas.
5. Los nodos de presión ubicados bajo los pies estimulan los puntos reflejos de las plantas de pies.
6. Preferencia personal de 3 programas de masaje de amasamiento (P1/P2/P3).
7. La combinación sinérgica de acción amasadora y vibratoria le proporciona una experiencia de masaje de lo más relajante y revitalizante, a la vez que consigue un beneficioso efecto reflexológico y embellecedor.
8. Los botones estratégicamente ubicados en el panel de interruptores le permiten controlar la función de masaje fácilmente.
9. La función de apagado automático se activa después de que el masajeador se haya utilizado durante 15 minutos.
10. Un par de funda de tela desmontable (con cremallera) permite la limpieza para mantener una buena higiene.
11. PODRÍA acelerar la circulación después de UTILIZAR LA FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO SEGÚN SU NECESIDAD.

## EFICACIA


1. Las acciones de amasamiento y vibración penetran profundamente en las diferentes capas musculares de los pies, tobillos y pantorrillas, lo que le permite rejuvenecer y relajarse.
2. El masaje de amasamiento y vibración se dirige a los puntos reflejos vitales de los pies y las plantas, logrando efectos reflexológicos positivos.
3. Estimula la circulación sanguínea, preparando y calentando así los músculos.
4. Alivia la tensión y reduce el estrés.
5. Alivia eficazmente los pies doloridos y cansados.
6. Ayuda a tonificar, moldear y embellecer las piernas.

## NOMBRES DE PIEZAS Y FUNCIONES



1. Panel de control
2. Carcasa de marco
3. Manija
4. Interruptor de encendido (trasero)
5. Funda (con cremallera)
6. Soporte
7. Conjunto de rodillos
8. Bola
9. Imán
10. Parte de calentamiento
11. Motor de vibración

## Instrucciones de Funcionamiento del Panel de Control




- |  |                        |
|--|------------------------|
|  | Botón de encendido     |
|  | Masaje de pies         |
|  | Masaje de pantorrillas |
|  | Control de tiempo      |
|  | Vibración              |
|  | Calentamiento          |

### Para activar solo los discos de amasado

1. Coloque la parte inferior de las piernas en las ranuras cubiertas de tela y presione el botón para comenzar.
2. Presione el botón y el modo por defecto será " lvl 1 ", presiónelo nuevamente o dos veces, y el modo cambiará a " lvl 2 " y " lvl 3 ".
3. Presione el botón y el modo por defecto será " lvl 1 ", presiónelo nuevamente o dos veces, y el modo cambiará a " lvl 2 " y " lvl 3 ".
4. Presione el botón y el programa por defecto será " Vibración ", presione el botón de nuevo para desactivar la función.
5. Presione el botón y el programa por defecto será " Vibración ", presione el botón de nuevo para desactivar la función.
6. Presione el botón de nuevo para detener todas las funciones.
7. Presione el botón para ajustar el tiempo de uso.



Presione el interruptor de encendido en la parte posterior del masajeador, la luz indicadora de espera se encenderá.



Inserte el adaptador en el enchufe trasero del masajeador en la dirección correcta. Después de enchufar la fuente de alimentación, el indicador del adaptador se encenderá.




Abra o pliegue el soporte según la altura de los pies.




Elija una silla que se adapte a su altura y coloque los pies en la posición de masaje.



**Detener el uso:** Por favor, presione el botón de apagado, apague el interruptor de alimentación (el producto), luego corte la energía y retire el adaptador.



Si la energía se interrumpe durante el uso, el primer paso es poner los pies de lado y moverlos con facilidad.



Si la energía se interrumpe durante el uso, el segundo paso: levante las rodillas.

## Precaución

- No se ponga de pie ni ejerza una presión excesiva sobre el masajeador. Esto puede ralentizar significativamente o detener el motor, potencialmente causando un sobrecalentamiento y un daño posterior al masajeador.
- El tiempo total de uso recomendado del masajeador es de 15 minutos.
- Presione el botón "Stop" para terminar el masajeador si experimenta molestias. Los 4 pares de discos no se detendrán instantáneamente, sino que seguirán completando el último ciclo de amasado.
- Algunos usuarios pueden experimentar picores en los pies durante y después del masaje. Esto está bien porque es el resultado de la mejora de la circulación sanguínea.

## SEGURIDAD

### Entorno de uso

No utilice el masajeador en un entorno excesivamente húmedo, como el cuarto de baño.

No utilice el masajeador sobre un cuerpo mojado, ya que esto puede resultar en un cortocircuito o una descarga eléctrica.

### Idoneidad del usuario

Los siguientes usuarios deben consultar a sus médicos antes de utilizarlo:  
Los que sufren de cáncer.

Los que sufren de osteoporosis

Los que sufren de tumores malignos

Los que tienen fiebre alta

Mujeres embarazadas o con la menstruación

### Precauciones de seguridad durante el uso

No utilice el masajeador para ningún otro propósito que no sea el de dar un masaje, ya que esto puede resultar en accidentes o lesiones.

No utilice el masajeador cuando la funda de tela esté rota o falten partes del masajeador.

No permita que los niños o las personas que no sean capaces de manipular el equipo operen el masajeador, por favor, mantenga el masajeador fuera del alcance de los niños.

No se ponga de pie ni se siente sobre el masajeador.

No introduzca objetos metálicos ni materiales inflamables en el cuerpo principal, ya que esto puede resultar en una electrocución, un cortocircuito y un posible incendio.

No utilice el masajeador dentro de una hora de las comidas.

No cubra el masajeador durante su funcionamiento. Esto puede resultar en un aumento de la temperatura del motor y la consiguiente avería o incendio.

No desenchufe ni apague el masajeador durante la operación. Esto puede provocar lesiones.

No duerma mientras utiliza el masajeador.

#### **Casos en los que no se debe utilizar el masajeador**

En los siguientes casos, apague la alimentación inmediatamente y desconecte el cable de alimentación AC de la toma de corriente.

Si se derrama agua accidentalmente sobre el masajeador, esto puede resultar en una descarga eléctrica.

Si se siente un dolor severo o anormal durante el masaje, detenga el funcionamiento inmediatamente y consulte a su médico.

Si detecta algún mal funcionamiento o cualquier otra condición anormal durante el funcionamiento.

Si se produce un fallo de alimentación, pueden producirse lesiones cuando se restablezca la alimentación de forma inesperada.

Si hay un rayo.

#### **Montar y reparar el masajeador.**

El masajeador solo debe ser revisado o reparado por el centro de servicio. Los usuarios no deben desmontar o reparar el masajeador por sí mismos.

#### **Notas sobre el enchufe y el cable de alimentación**

Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación cumple con la norma del adaptador.

No desconecte bruscamente el enchufe de AC de la toma de corriente.

No conecte ni desconecte el enchufe de AC de la toma de corriente con las manos mojadas.

Puede provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento de la máquina.

Cuando desconecte el enchufe de alimentación de AC, extrágalo sujetando el enchufe en lugar del cable de alimentación.

No coloque el cable de AC debajo del masajeador ni de ningún objeto pesado.

No enrolle el cable de AC alrededor del masajeador, ya que podría dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No opere el masajeador con un cable dañado ni manipule el cable dañado, póngase en contacto con el centro de servicio para su inspección.

Utilice el adaptador y el accesorio que recomendamos

No utilice el masajeador si la toma de corriente está excesivamente suelta.

#### **Cuidado y almacenamiento del producto**

Asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el masajeador.

No utilice benceno, diluyente ni ningún otro disolvente abrasivo en el masajeador.

Utilice un paño seco para limpiar el masajeador. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el masajeador o el interruptor de encendido.

Cuando sea necesario, desmonte las fundas de tela para limpiarlas y mantener una buena higiene.

Cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo, es aconsejable enrollar el cable de alimentación de AC del masajeador y guardar el masajeador en un entorno libre de polvo y humedad.

No guarde el masajeador cerca de un calor intenso o de una llama abierta.

No deje el masajeador bajo la luz solar directa durante un período de tiempo prolongado.

Innanzitutto, apprezziamo il tuo supporto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservarlo per un uso successivo. Nota: Ci riserviamo il diritto di rivedere o spiegare il design di questo prodotto senza ulteriore avviso.

## SPECIFICHE

- MODELLO: LF-23
- VOLTAGGIO: AC100~240V/50Hz 1.6A
- POTENZA: 80W
- TEMPO DI LAVORO NOMINALE: 15 MINUTI

## ADATTATORE A/C

- INGRESSO: AC100~240V/50Hz 1.6A


## CARATTERISTICHE

1. Un massaggiatore completamente nuovo specificamente progettato per massaggiare i piedi, le caviglie e i polpacci allo stesso tempo.
2. 4 parti di dischi impastamenti in un unico apparecchio per massaggiare i piedi, le caviglie e i polpacci.
3. I dischi flessibili impastamenti creano un'esperienza di massaggio professionale.
4. La forte azione di impastamento penetra profondamente nei muscoli di piedi, caviglie e polpacci.
5. I nodi di pressione situati sotto i piedi stimolano i punti riflessi sulle piante dei piedi.
6. Preferenza personale di 3 programmi di massaggio impastamento (P1/P2/P3).
7. La combinazione sinergica di impastamento e azione vibratoria ti dà un'esperienza di massaggio più rilassante e rivitalizzante, mentre si ottiene un effetto benefico di riflessologia e abbellimento.
8. I pulsanti strategicamente posizionati sul pannello degli interruttori permettono di controllare facilmente la funzione di massaggio.
9. La funzione di spegnimento automatico si attiva dopo che il massaggiatore è stato utilizzato per 15 minuti.
10. Un paio di coperture in tessuto staccabili (con cerniera) permettono la pulizia per mantenere una buona igiene.
11. Potrebbe accelerare la circolazione dopo aver usato la funzione riscaldata secondo le sue necessità.

## EFFICACIA


1. Le azioni di impastamento e vibrazione vanno in profondità nei diversi strati di muscoli dei piedi, caviglie e polpacci, permettendoti di ringiovanire e rilassarti.
2. L'impastamento e il massaggio vibratorio mirano ai punti riflessi vitali dei piedi e delle suole, ottenendo effetti positivi di riflessologia.
3. Stimola la circolazione del sangue, preparando e riscaldando così i muscoli.
4. Allevia la tensione e riduce lo stress.
5. Allevia efficacemente i piedi doloranti e stanchi.
6. Aiuta a tonificare, modellare e rendere belle le tue gambe.

## NOME DELLE PARTI E FUNZIONE



1. Pannello di controllo
2. Invólucro
3. Manico
4. Interruttore di alimentazione  
(indietro)
5. Copertina (con cerniera)
6. Supporto
7. Gruppo di rullo
8. Pallina da rullo
9. Magnete
10. Parte di riscaldamento
11. Motore di vibrazione

## Istruzioni per l'uso del pannello di controllo




- Interruttore di alimentazione
- Massaggio ai piedi
- Massaggio al polpaccio
- Controllo del tempo
- Vibrazione
- Riscaldamento

### Per attivare solo i dischi impastamenti

1. Posizionare la parte inferiore delle gambe nelle fessure rivestite in tessuto e premere per iniziare.
2. Premere il pulsante e la modalità predefinita sarà " lvl 1 ", premerlo di nuovo o due volte, e la modalità passerà a " lvl 2 " e " lvl 3 ".
3. Premere il pulsante e la modalità predefinita sarà " lvl 1 ", premerlo di nuovo o due volte, e la modalità passerà a " lvl 2 " e " lvl 3 ".
4. Premere il pulsante e il programma predefinito sarà "Vibrazione" e premere nuovamente il pulsante per chiudere.
5. Premere il pulsante e il programma predefinito sarà "Riscaldamento" e premere nuovamente il pulsante per chiudere.
6. Premere nuovamente il pulsante per interrompere tutti i programmi.
7. Premere il pulsante per regolare il tempo di utilizzo.



Premere l'interruttore di alimentazione nella parte posteriore del massaggiatore, la spia di stand-by si accenderà.



Inserire l'adattatore nel sedile posteriore del massaggiatore nella direzione corretta. Dopo aver collegato la fonte di alimentazione, l'indicatore dell'adattatore si accenderà.



Aprire o chiudere il supporto secondo l'altezza dei piedi.




Scegli una sedia che corrisponda alla tua altezza e metti i piedi nella vasca per massaggi.



Interrompere l'uso: Si prega di premere il pulsante di spegnimento, spegnere l'interruttore di alimentazione, poi interrompere l'alimentazione e rimuovere l'adattatore.



Se l'alimentazione viene interrotta durante l'uso, il primo passo è mettere i piedi dalla loro parte e spostarli facilmente.



Se l'alimentazione viene interrotta durante l'uso, il secondo passo: alzare le ginocchia.

## ATTENZIONE

- Non stare in piedi o esercitare una pressione eccessiva sul massaggiatore. Ciò potrebbe rallentare o arrestare in modo significativo il motore, causando potenzialmente surriscaldamento e conseguenti danni al massaggiatore.
- Il tempo di utilizzo totale consigliato del massaggiatore è di 15 minuti.
- Premere il pulsante "stop" per terminare il massaggiatore in caso di disagio. Le 4 coppie di dischi non si fermeranno istantaneamente; ma continuano a completare l'ultimo ciclo di impastamento.
- Alcuni utenti possono provare prurito ai piedi durante e dopo il massaggio. Questo va bene perché è il risultato di una migliore circolazione del sangue.

## SICUREZZA

### Ambiente di utilizzo

Non utilizzare il massaggiatore in un ambiente eccessivamente umido come il bagno. Non utilizzare il massaggiatore su un corpo bagnato, ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica.

### Idoneità dell'utente

I seguenti utenti devono consultare il proprio medico prima dell'uso  
 Chi soffre di cancro.  
 Chi soffre di osteoporosi.  
 Chi soffre di tumori maligni.  
 Quelli che hanno la febbre alta.  
 Donne incinte o con le mestruazioni.

### Precauzioni di sicurezza durante l'uso

Non utilizzare il massaggiatore per scopi diversi dal massaggio, ciò potrebbe causare incidenti o lesioni.  
 Non utilizzare il massaggiatore quando il rivestimento in tessuto è strappato o mancano parti di esso.  
 Non consentire a bambini o persone che non sono in grado di maneggiare l'attrezzatura di utilizzare il massaggiatore, si prega di tenere il massaggiatore fuori dalla portata dei bambini.

Non stare in piedi o sedersi sul massaggiatore.

Non inserire oggetti metallici o materiali infiammabili nel corpo principale, ciò potrebbe causare cortocircuiti elettrici e possibili incendi.

Non utilizzare il massaggiatore entro un'ora dai pasti.

Non coprire il massaggiatore durante il funzionamento.

Ciò può provocare un aumento della temperatura del motore e il conseguente guasto o incendio.

Non scollegare e spegnere il massaggiatore durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare lesioni.

Non dormire durante l'utilizzo del massaggiatore.

### **Casi in cui il massaggiatore non deve essere utilizzato**

Nei seguenti eventi, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa elettrica.

Se l'acqua viene versata accidentalmente sul massaggiatore, ciò può provocare scosse elettriche.

Se si avverte dolore grave o anomalo durante il massaggio, interrompere immediatamente l'operazione e consultare il medico.

Se si rileva un malfunzionamento o qualsiasi altra condizione anomala durante il funzionamento. In caso di interruzione dell'alimentazione, possono verificarsi lesioni quando l'alimentazione viene ripristinata in modo imprevisto.

Se c'è un fulmine.

### **Assemblare e riparare il massaggiatore.**

Il massaggiatore deve essere mantenuto o riparato solo da persone qualificate, gli utenti non devono smontare o riparare il massaggiatore da soli.

### **Note per spina di alimentazione e cavo.**

Si prega di controllare se la tensione dell'alimentazione soddisfa lo standard dell'adattatore.

Non scollegare la spina CA dalla presa elettrica in modo approssimativo.

Non collegare o scollegare la spina CA dalla presa elettrica con le mani bagnate, potrebbe provocare scosse elettriche o malfunzionamenti della macchina.

Quando si scollega la spina di alimentazione CA, estrarla tenendo la spina invece del cavo di alimentazione.

Non posizionare il cavo CA sotto il massaggiatore o qualsiasi oggetto pesante.

Non avvolgere il cavo CA attorno al massaggiatore poiché potrebbe danneggiare il cavo e provocare incendi o scosse elettriche.

Non operare il massaggiatore con un cavo danneggiato o manomettere il cavo.

Si prega di utilizzare l'adattatore e l'allegato che consigliamo.

Non utilizzare il massaggiatore se la presa elettrica è eccessivamente lenta.

### **Cura e conservazione del prodotto**

Assicurarsi di rimuovere la spina CA dalla presa elettrica prima di pulire il massaggiatore.

Non utilizzare benzene, diluenti o altri solventi abrasivi sul massaggiatore. Utilizzare un panno asciutto per pulire il massaggiatore. Non utilizzare mai un panno umido per pulire il massaggiatore o l'interruttore di alimentazione.

Se necessario, staccare i rivestimenti in tessuto per la pulizia per mantenere una buona igiene.

Quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di avvolgere il cavo di alimentazione CA del massaggiatore e di riporre il massaggiatore in un ambiente privo di polvere e umidità.

Non conservare il massaggiatore vicino a fonti di calore intenso o fiamme libere.

Non lasciare il massaggiatore alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.

Dziękujemy za zaufanie i zakup produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzenia bez zapowiedzi.

## SPECYFIKACJA

- MODEL: LF-23
- NAPIĘCIE: AC100~240V/50Hz 1,6A
- MOC: 80W
- CZAS PRACY: 15 MINUT

## ZASILACZ

- WEJŚCIE: AC100~240V/50Hz 1,6A


## CECHY PRODUKTU

1. Masażer jest specjalnie zaprojektowany do jednoczesnego masażu stóp, kostek i łydeka.
2. Cztery pary krążków ugniatających w jednym urządzeniu; do masażu stóp, kostek i łydeka.
3. Elastyczne krążki do ugniatania zapewniają wyjątkowe doznania podczas masażu.
4. Ugniatanie za pomocą specjalnych krążków głęboko oddziałuje na mięśnie stóp, kostek i łydeka.
5. Węzły uciskowe znajdujące się pod stopami stymulują receptory stóp.
6. Możliwość wyboru 3 programów masażu ugniatającego (P1/P2/P3).
7. Połączenie ugniatania i vibracji zapewnia wyjątkowo relaksujące doznania.
8. Strategicznie rozmieszczone przyciski na panelu sterowania pozwalają w łatwy sposób kontrolować działanie masażera.
9. Funkcja automatycznego wyłączania aktywuje się po 15 minutach używania masażera.
10. Dołączone do zestawu zdejmowane pokrowce z tkaniny (z zamkiem błyskawicznym) w celu utrzymania czystości.
11. Funkcja grzania może przyspieszyć krążenie krwi. Używaj funkcji grzania zależnie od potrzeb.

## EFEKTYWNOŚĆ


1. Ugniatanie i wibrowanie wnika głęboko w różne warstwy mięśni stóp, kostek i łydeka.
2. Działania ugniatające i wibrujące ukierunkowane są na receptory stóp, dla osiągnięcia pozytywnych efektów refleksologicznych.
3. Pobudza krążenie krwi, przygotowując i rozgrzewając mięśnie.
4. Łagodzi napięcie i zmniejsza stres.
5. Działa korzystnie na obolałe i zmęczone stopy.
6. Pomaga wzmacniać, kształtować i upiększać nogi.

## CZĘŚCI I FUNKCJE



1. Panel sterowania
2. Obudowa ramy głównej
3. Uchwyt
4. Włącznik zasilania (z tyłu)
5. Pokrowiec (z zamkiem)
6. Podpórka
7. Zespół masujący
8. Krążek masujący
9. Magnes
10. Część grzewcza
11. Silnik vibracyjny

## Instrukcja obsługi panelu sterowania




- |  |                    |
|--|--------------------|
|  | Przycisk zasilania |
|  | Masaż stóp         |
|  | Masaż łydekk       |
|  | Regulator czasowy  |
|  | Wibracja           |
|  | Funkcja grzania    |

### Aktywacja krążków ugniatających

1. Umieść dolne partie nóg w pokrytych tkaniną rękawach i naciśnij przycisk , aby rozpocząć.
2. Naciśnij przycisk , a domyślnym trybem będzie **lvl 1**, naciśnij ponownie raz lub dwa, a tryb zmieni się kolejno na **lvl 2** i **lvl 3**.
3. Naciśnij przycisk , a domyślnym trybem będzie **lvl 1**, naciśnij ponownie raz lub dwa, a tryb zmieni się kolejno na **lvl 2** i **lvl 3**.
4. Naciśnij przycisk , a domyślnym trybem będzie „wibracja”. Naciśnij ponownie , aby anulować funkcję.
5. Naciśnij przycisk , a domyślnym trybem będzie „funkcja grzania”. Naciśnij ponownie , aby anulować funkcję.
6. Ponownie naciśnij przycisk , aby zatrzymać wszystkie funkcje.
7. Naciśnij przycisk , aby ustawić timer.



Naciśnij włącznik zasilania z tyłu masażera. Zapali się lampka kontrolna wskazująca, że urządzenie jest w trybie gotowości.



Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda masażera. Po podłączeniu zaświeci się kontrolka zasilacza.



Rozłoż lub złóż podpórkę zgodnie z odpowiadającą ci wysokością.




Wybierz krzesło o odpowiedniej wysokości i umieść stopy w rękawach masażera.



Zatrzymanie urządzenia: naciśnij przycisk „stop”, wyłącz włącznik zasilania, a następnie odłącz zasilacz.



W przypadku odcięcia zasilania w czasie używania produktu: Delikatnie przekrć stopy na bok i poruszaj nogami.



Następnie unieś kolana, by wysunąć nogi z rękawów.

## UWAGA

- Nie stawaj ani wywieraj nadmiernego nacisku na masażer. Może to spowolnić lub zatrzymać silnik, spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
- Zalecany całkowity czas użytkowania masażera to 15 minut.
- Naciśnij przycisk „stop”, aby zatrzymać masażer, jeśli poczujesz dyskomfort. Cztery pary krążków nie zatrzymają się natychmiast; będą kontynuować ostatni cykl ugniatania.
- Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać swędzenie stóp w trakcie i po masażu. Jest to wynik poprawy krążenia krwi.

## BEZPIECZEŃSTWO

### Środowisko użytkowania

Nie używaj masażera w nadmiernie wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.

Nie używaj masażera, jeśli Twoja skóra jest mokra. Może to doprowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.

### Zachowanie ostrożności użytkowania

W szczególnych przypadkach, przed użyciem, wymagana jest konsultacja z lekarzem:

Choroba nowotworowa

Osteoporoza

Guzy złośliwe

Wysoka gorączka

Ciąża lub miesiączka

### Środki ostrożności podczas użytkowania

Nie używaj masażera do celów innych niż masaż; może to doprowadzić do wypadku lub powstania obrażeń.

Nie używaj masażera, jeśli tkanina jest rozdarta lub brakuje jej części.

Nie pozwalaj dzieciom lub osobom, które nie są zapoznane z działaniem urządzenia na jego używanie. Trzymaj masażer w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie siadaj ani nie stawaj na masażerze.

Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani materiałów łatwopalnych do głównego korpusu. Może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

Nie używaj masażera w ciągu godziny po posiłku.

Nie zakrywaj masażera podczas jego działania. Może to spowodować wzrost temperatury silnika, a w rezultacie awarię lub pożar.

Nie odłączaj masażera podczas jego działania. Może to spowodować niebezpieczeństwo.

Nie śpij podczas korzystania z masażera.

### **Przypadki, w których nie należy używać masażera**

W następujących przypadkach należy natychmiast wyłączyć i odłączyć urządzenie.

Przypadkowe rozlanie wody na masażer, które może spowodować porażenie prądem.

Jeśli podczas masażu odczuwany jest silny lub niepokojący ból. W takiej sytuacji natychmiast zatrzymaj urządzenie i skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli zauważysz jakikolwiek usterkę lub nieprawidłowości podczas pracy urządzenia.

W przypadku awarii zasilania, ponieważ nieoczekiwane przywrócenie zasilania może spowodować obrażenia.

Podczas burzy.

### **Naprawa urządzenia**

Masażer powinien być serwisowany lub naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Użytkownicy nie powinni samodzielnie demontać ani naprawiać masażera.

### **Uwagi dotyczące wtyczki i przewodu zasilającego.**

Sprawdź czy napięcie źródła zasilania odpowiada standardowi zasilacza.

Nie wyjmuj gwałtownie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub problemy z urządzeniem.

QPodczas wyjmowania wtyczki trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod masażerem ani żadnymi innymi ciężkimi przedmiotami.

Nie owijaj przewodu zasilającego wokół masażera, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, a następnie pożar lub porażenie prądem.

Nie używaj masażera z uszkodzonym przewodem ani nie modyfikuj przewodu.

Używaj zalecanego przez nas zasilacza i akcesoriów.

Nie używaj masażera, jeśli gniazdko elektryczne jest zbyt luźne.

### **Konserwacja i przechowywanie urządzenia**

Przed czyszczeniem masażera wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Nie używaj rozcieraczników ani rozpuszczalników.

Używaj wyłącznie suchej szmatki. Nigdy nie używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia masażera lub włącznika zasilania.

W razie potrzeby zdejmij pokrowce do czyszczenia.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się zwinięcie przewodu zasilającego masażera i przechowywanie go w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci.

Nie przechowuj masażera w pobliżu źródła intensywnego ciepła lub otwartego ognia. Nie wystawiaj masażera na długotrwałe działanie promieni słonecznych.