


ORALNER



USER'S MANUAL

Oral Irrigator/Water Flosser EP23997

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



Contents

| | |
|--|----|
| Contents | 01 |
| UL Standard | 02 |
| Product Description | 05 |
| Product Accessories | 06 |
| Operating Procedures | 06 |
| Usage Instructions | 08 |
| Recommended Techniques | 09 |
| Disassembly Example | 10 |
| Battery Maintenance And Handling | 10 |
| Common Problems | 11 |
| After-sales Services | 13 |

UL standard

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGERS:

To reduce the risk of electrocution:

- ◆ Do not handle charger with wet hands.
- ◆ Do not immerse in water or other liquid.
- ◆ Do not use while bathing.
- ◆ Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- ◆ Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- ◆ Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury or damage issues:

Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.

Do not use this product if it has a broken cord or plug. In case of not working properly, or it has been dropped into any liquid, contact your local distributor.

Do not direct water flow under the tongue, into the ear, nose or other delicate organs. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage to these organs. Refer to operating instructions for correct usage.

Use this product only as indicated in these instructions or suggestions by your dental professional.

It's normal phenomenon if gum bleed a little when using water flosser for the first time. If bleed much, please stop using and ask for your dentist advice.

Fill reservoir with water or other solutions recommended by dental professional.

Do not drop or insert any foreign object into the product.

Keep charger and cord away from heated surfaces.

Do not operate where oxygen or aerosol sprays are being used.

Do not use mouth washes/rinses that contain iodine, bleach, or tea treeoil.

Do not use while wearing any oral jewelry. Please put off prior to use.

Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.


If your physician advise you to receive antibiotic premedication, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.

For household use only. Do not use outdoors.


Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Product Description



Product Accessories



Standard jet tips x 2




Power recharger

The jet tip and other changeable components can be purchased at retail stores.

Operating Procedures


Preparation Work

Extremely important! Prior to using for the first time, please fully charge the device. Just insert the USB plug into the power socket, and connect to a power supply. During power charging the product cannot be used.



Installation And Disassembly Of Jet Tip

Insert the jet tip into the spray head hole, until you hear a clicking sound.



As shown in Diagram 4, open the water tank lid and pour water into the water tank;

Note: please ensure that the device is switched off when filling out water.

As shown in Diagram 4, open the water tank lid and pour water into the water tank;
Note: please ensure that the device is switched off when filling out water.




Usage Instructions

- ◆ The product stores the memory of the last time use. On switching it on, the pulse mode retains the same intensity as it was set when the unit was shut down last time.
- ◆ To choose from among the three pressure modes viz. soft, normal and pulse, press the mode key again and again to change between the pressure modes.
- ◆ Press the power button last at least 0.8s, the device will stop or run. Pressure mode change happens even when the power is turned off. Thus, you can choose your desired mode and then switch on the power
- ◆ If a single mode runs for more than 120 seconds the device turns off automatically.
- ◆ Power light color varies from green, blue to red with remaining power. When it is low battery, the power light is red, and once the red light blinks, device switches off.
- ◆ The power light colors vary from green, blue to red with power. When the light is red, please recharge.
- ◆ During recharging, this product cannot be used. Rotating the control knob changes the direction of the stream.
- ◆ At initial stage of using, the gum may bleed due to individual difference. It is suggested to use soft mode, so that gum can adapt water pressure gradually.




Recommended Techniques

Holding the device at downward, aim the jet tip to the teeth by rotating the tip base before switching on the device.




When the water flow and the gums are at a 90 degree angle, slightly close your mouth in order to avoid the water spraying out. In order to achieve the best results. Please start from molar area to the incisors. Slide the water flow along the gums, as well as stay a while between teeth, until the area around the gums and the spaces between the teeth are fully cleaned.




Disassembly Example

Following Usage

Please switch off the power, as well as empty the water tank.



Using hands as indicated in Diagram 2 use your left hand to hold the product body, and your right hand to hold the water tank. At the same time rotate downwards in an anti-clockwise direction, in order to remove the water tank.



Battery Maintenance And Handling

Battery Maintenance

Prior to initial usage, the device must be fully charged for approximately four hours; If it is need to be stored for a long-period , please fully charge the device in advance. In order to maximize the usage life of the battery, please promptly recharge when in low battery.

Battery Handling

The device includes a lithium battery which cannot be changed. At the end of the battery life, please dispose in a local recycling centre.

Common Problems And Solutions

| Problems | Reason | Method of handling |
|---|--|--|
| Leakage of water between jet tip and screw part | The seal ring on the fixed socket for the jet tip is damaged, and the jet tip cannot be installed properly.Or the jet tip is not inserted in place | Contact the retailer for repair, and install the jet tip properly.Insert it again till you hear a clicking sound |
| Water tank leaks water | Seal ring of reservoir cover is loose | Re-install correctly |
| Inadequate pressure | Low battery | Use after recharging |
| Device cannot be switched on | Low battery | Use after recharging |
| No water flow when working | Filtration net is clogged | Clean the filtration net |
| Water leaking from water tank edges between main body | Water come out from air entry hole | Standard phenomenon —Atmospheric pressure principle |

If the above methods cannot resolve these problems, please consult with the retailer or proceed to the designated after-sales repair site for repairs.

Gentle reminder:

1. At the time of initial usage, please select “gentle mode,” in order to avoid the gums bleeding due to lack of adaption to usage. After consistent usage for two weeks there should be improvements. If bleeding is excessive or bleeding continues after two weeks, chronic gum inflammation could be an issue, and it is recommended that professional dental treatment be sought.

2. It is not recommended that the product be used by children, or people with dental implants, oral ulcers or open oral sores.

After-sales Services

Thank You For Purchasing The Portable Water flosser – Please Take Note Of The Following Issues:

1. Please retain the effective purchase receipt issued by the retailer as a maintenance document.

2. One year limited warranty is for non-human damage . If the product was purchased via Amazon, the documentation is not required, and only the order form number needs to be provided as evidence for corresponding after-sales

3. In the flowing cases and the product is misused, or abused, within warranty period, costs and services fees shall be charged ;

- The customer causes damage due to inappropriate usage or maintenance;

- Repairers who are not covered by third-party repair cause damage during repairs;

- Lack of a relevant purchase receipt more than one year since the date of manufacture;

- Damage caused during usage for commercial purposes;

- Damage caused by force majeure events (such as storms, earthquake or fire).

4. Please carefully fill in the following form and deliver the device to the company's designated after-sale repairer for repair work.

Inhalt

| | |
|--|----|
| Inhalt | 01 |
| UL-Norm | 02 |
| Produktbeschreibung | 05 |
| Produktzubehör | 06 |
| Benutzungsvorgänge | 06 |
| Gebrauchsanweisung | 08 |
| Empfohlene Techniken | 09 |
| Zerlegebeispiel | 10 |
| Batteriewartung und -Handhabung | 10 |
| Allgemeine Probleme und Lösungen | 11 |
| Nachverkaufsservice | 13 |

WICHTIGE SCHUTZVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Produkten, insbesondere in Gegenwart von Kindern, sollten die unten stehenden Sicherheitshinweise stets befolgt werden.

Vor der Benutzung alle Anweisungen durchlesen.

Gefahren:

Um das Risiko von Stromschlag zu reduzieren:

- ◆ Das Ladegerät nie mit nassen Händen anfassen.
- ◆ Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ◆ Nicht während des Badens verwenden.
- ◆ Das Produkt niemals so platzieren oder lagern, dass es herunterfallen kann oder in Wanne, Dusche oder Spülbecken gezogen werden kann.
- ◆ Niemals nach einem Produkt greifen, dass in Wasser gefallen ist; sofort den Netzstecker ziehen!
- ◆ Vor der ersten Verwendung und während der Lebensdauer des Produkts, stets das Netzkabel auf Schäden überprüfen.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand, ernsthaften Verletzungen oder Schäden zu reduzieren:

Dieses Gerät bei keiner anderen Netzspannung verwenden, als der auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebenen.

Bei beschädigtem Netzkabel oder -Stecker, das Gerät nicht benutzen. Im Falle von Betriebsstörungen oder nach dem Fallen in jegliche Flüssigkeit, sofort den Händler kontaktieren.

Den Wasserstrahl nicht unter die Zunge oder in Ohr, Nase oder andere empfindliche Organe richten. Dieses Produkt ist in der Lage Drücke zu erzeugen, die ernsthafte Schäden an Organen verursachen können. Zwecks korrekter Verwendung, bitte auf die Bedienungsanleitung beziehen.

Dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben oder auf Vorschlag Ihres Zahnarztes verwenden.

Es ist ein normales Vorkommnis, wenn Zahnfleisch bei der erstmaligen Benutzung ein wenig blutet. Bei zu starker Blutung, mit der Benutzung aufhören und zwecks Beratung den Zahnarzt aufsuchen.

Den Wasserbehälter mit Wasser oder anderen, von Ihrem Zahnarzt empfohlenen, Lösungen auffüllen.

Nicht fallen lassen oder fremde Objekte in das Produkt einführen.

Das Ladegerät und das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.

Nicht in der Umgebung von Sauerstoff oder Treibgas benutzen.

Keine Mundspülmittel verwenden, welche Jod, Bleiche oder Teebaumöl beinhalten.

Nicht während des Tragens von Mundschmuck verwenden.

Diesen bitte vor der Verwendung entfernen.

Nicht bei offenen Wunden auf der Zunge oder im Mundbereich benutzen.


Wenn der Arzt die Einnahme von Antibiotikum empfiehlt, so sollten Sie vor der Benutzung dieses Geräts oder eines anderen Mundhygieneartikels Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.


Kinder und Personen mit besonderen Bedürfnissen genau in der korrekten Verwendung dieses Produkts anweisen und beaufsichtigen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Produktbeschreibung



Produktzubehör



Standardmäßige Düsenspitze x 2




Aufladegerät

Die Düsenspitze und anderes austauschbare Bauteile können im Einzelhandel gekauft werden.

Benutzungsvorgänge


Vorbereitung

Sehr wichtig! Vor der Erstbenutzung, bitte das Gerät komplett aufladen. Einfach den USB-Stecker in die Netzsteckdose einstecken und an die Stromversorgung anschließen. Während der Aufladung kann das Produkt nicht verwendet werden.



Installation und Zerlegung der Düsen Spitze

Die Düsen Spitze in die Sprühkopfbohrung einsetzen, bis ein einrastendes Geräusch ertönt.



Wie in Abbildung 4 dargestellt, den Wassertankdeckel öffnen und Wasser in den Wassertank einfüllen.

Bitte beachten: Bitte sicherstellen, dass das Gerät während des Auffüllens ausgeschaltet ist.

Beim Wechseln oder Entfernen der Düsen Spitze, bitte zum Entfernen der Düsen Spitze die Auslösetaste drücken.




Gebrauchsanweisung

- ◆ Das Produkt speichert den Speicher der letzten Verwendung. Beim Einschalten behält der Impulsmodus die gleiche Intensität bei, wie sie eingestellt wurde, als das Gerät das letzte Mal heruntergefahren wurde.
- ◆ Um zwischen den drei Druckmodi zu wählen, nämlich leise, normal und impuls: Drücken Sie die Modustaste immer wieder, um zwischen den Druckmodi zu wechseln.
- ◆ Drücken Sie die Ein / Aus-Taste mindestens 0,8 Sekunden lang. Das Gerät wird angehalten oder ausgeführt. Der Druckmodus ändert sich auch dann, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. So können Sie den gewünschten Modus auswählen und dann die Stromversorgung einschalten
- ◆ Wenn ein einzelner Modus länger als 120 Sekunden läuft, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- ◆ Die Farbe der Betriebsanzeige variiert mit der verbleibenden Leistung von grün, blau bis rot. Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die Betriebsanzeige rot, und sobald die rote Anzeige blinkt, schaltet sich das Gerät aus.
- ◆ Die Farben der Power-Leuchte variieren von Grün zu Blau, um mit Power zu lesen. Wenn das Licht rot leuchtet, bitte aufladen.
- ◆ Während des Aufladens kann dieses Produkt nicht verwendet werden. Durch Drehen des Steuerknopfes wird die Richtung des Streams geändert.
- ◆ In der Anfangsphase der Verwendung kann der Gummi aufgrund individueller Unterschiede bluten. Es wird empfohlen, den Soft-Modus zu verwenden, damit der Gummi den Wasserdruck allmählich anpassen kann.




Empfohlene Techniken

Während das Gerät nach senkrecht gehalten wird oder vor dem Einschalten, die Düsenspitze durch rotieren der Düsenbasis in Richtung der Zähne ausrichten.




Wenn der Wasserfluss austritt und das Zahnfleisch sich in einem Winkel von 90 Grad befindet, leicht den Mund schließen, um das Heraussprühen von Wasser aus dem Mund zu verhindern. Zum Erzielen der besten Ergebnisse: Bitte von den Backenzähnen aus zu den Schneidezähnen hin vorarbeiten. Den Wasserstrahl entlang dem Zahnfleisch gleiten lassen, bis der Bereich um dem Zahnfleisch und die Freiräume zwischen den Zähnen komplett gereinigt wurden.




Zerlegebeispiel

Nach dem Gebrauch

Bitte den Strom abschalten und den Wassertank entleeren.



Die Hände wie in Abbildung 2 angezeigt verwenden - mit Links das Produktgehäuse festhalten und mit Rechts den Wassertank greifen. Gleichzeitig abwärts entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Wassertank zu entfernen.



Batteriewartung und -Handhabung

Batteriewartung

Vor der Erstbenutzung muss das Gerät für etwa 4 Stunden komplett aufgeladen werden. Bei langzeitiger Lagerung, bitte das Gerät im Voraus komplett aufladen. Zwecks Maximierung der Batterielebensdauer, bitte bei Batterieniedrigstand sofort aufladen.

Batteriehandhabung

Das Gerät beinhaltet eine Lithium-Batterie, die nicht ausgewechselt werden kann. Am Ende der Batterielebensdauer, bitte in einer örtlichen Sammelstelle entsorgen.

Allgemeine Probleme und Lösungen

| Problem | Grund | Handhabungsmethode |
|--|---|---|
| Auslaufendes Wasser zwischen Düsen Spitze und oberer Abdeckung | Der Dichtring am Festanschluss der Düsen Spitze ist beschädigt und die Düsen Spitze kann nicht richtig angebracht werden oder die Düsen Spitze ist nicht korrekt eingeführt | Den Händler zwecks Reparatur und korrektem Einbau der Düse kontaktieren. Nochmals einführen, bis ein Einrastgeräusch ertönt |
| Wasser läuft aus dem Wassertank aus | Dichtring des Vorratsbehälters ist lose | Erneut korrekt einsetzen |
| Unzureichender Druck | Batterieniedrigstand | Nach Aufladung verwenden |
| Gerät kann nicht eingeschaltet werden | Batterieniedrigstand | Nach Aufladung verwenden |
| Während des Betriebs kein Wasserfluss | Die Filterung ist verstopft | Das Filternetz reinigen |
| Wasser läuft an den Wassertankecken am Hauptkörper aus | Wasser läuft aus der Lufteinlassöffnung aus | Standardvorkommnis - Prinzip des atmosphärischen Drucks |

Wenn die oben genannten Methoden die Probleme nicht lösen können, bitte den Händler kontaktieren oder zur angegebenen Kundendienststelle begeben.

Leichte Erinnerung:

1. Zum Zeitpunkt der Erstverwendung bitte den „Pflegemodus“ auswählen, um Zahnfleischbluten aufgrund mangelnder Anpassung zu vermeiden. Nach fortwährendem Gebrauch für zwei Wochen sollten Verbesserungen spürbar sein. Bei zu starkem Zahnfleischbluten oder solchem für länger als zwei Wochen, kann chronische Zahnfleischentzündung auftreten und es wird empfohlen zwecks Behandlung einen Zahnarzt aufzusuchen.

2. Die Verwendung des Produkts wird Kindern oder Menschen mit Zahnimplantaten, Mundgeschwüren oder offenen Mundraumwunden nicht empfohlen.

Nachverkaufsservice

Herzlichen Dank für Ihren Kauf der tragbaren Munddusche von - bitte die folgenden Dinge beachten:

1. Bitte die tatsächliche Kaufquittung des Händlers als Wartungsdokument aufbewahren.
2. Ein Jahr begrenzte Garantie bei Sachschäden. Sollte das Produkt mittels Amazon gekauft worden sein, wird diese Dokumentation nicht benötigt. Die Bestellnummer muss bei entsprechenden Nachverkaufsangelegenheiten als Beweis bereitgestellt werden.
3. In den nachfolgenden Fällen, sowie bei Missbrauch oder Misshandlung, fallen Servicegebühren innerhalb der Garantiezeit an:
 - Der Kunde verursacht Schäden aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Wartung;
 - Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte verursachen Schäden während der Reparatur;
 - Mangel an relevanter Einkaufsbescheinigung nach mehr als einem Jahr seit Herstellungsdatum;
 - Schäden aufgrund Verwendung zu kommerziellen Zwecken;
 - Schäden aufgrund höherer Gewalt (z.B. Sturm, Erdbeben oder Feuer).
4. Bitte das unten stehende Formular sorgfältig ausfüllen und das Gerät zum angegebenen Kundendienst des Unternehmens zwecks Reparatur bringen.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Sommaire | 01 |
| Norme UL | 02 |
| Description du Produit | 05 |
| Accessoires Produit | 06 |
| Procédures Opérationnelles | 06 |
| Instructions d'utilisation | 08 |
| Techniques Recommandées | 09 |
| Exemple de Démontage | 10 |
| Entretien et Manipulation de la Batterie | 10 |
| Problèmes Courants et Solutions | 11 |
| Services Après-vente | 13 |

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits électriques, spécialement en présence des enfants, les précautions de sécurité basiques ci-dessous devront toujours être suivies.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGERS:

Pour réduire le risque d'électrocution:

- ◆ Ne pas manipuler le chargeur avec des mains mouillées.
- ◆ Ne pas immerger dans l'eau ou autre liquide.
- ◆ Ne pas utiliser pendant le bain.
- ◆ Ne pas placer ou entreposer le produit là où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cabine de douche ou un évier.
- ◆ Ne pas essayer d'atteindre un produit qui vient de chuter dans l'eau. Débrancher immédiatement.
- ◆ Vérifier la détérioration du câble du chargeur avant la première utilisation et tout au long de la vie du produit.

Pour réduire le risque de brûlures, chocs électriques, incendies, blessures graves ou dégâts :

Ne pas brancher cet appareil dans un système de voltage différent de celui spécifié sur le produit ou chargeur.

Ne pas utiliser ce produit si son câble ou sa prise est endommagé. En cas de dysfonctionnement ou chute dans un liquide, contacter votre distributeur local.

Ne pas diriger le jet d'eau sous la langue, dans les oreilles, le nez ou autres organes délicats. Ce produit est capable de générer des pressions qui peuvent causer des dégâts graves à ces organes. Se référer aux instructions opérationnelles pour l'utilisation correcte.

Utiliser ce produit seulement comme indiqué par ces instructions ou comme suggéré par votre dentiste.

Le saignement léger de la gencive lors de la première utilisation de l'hydropulseur dentaire est un phénomène normal. Si le saignement est fort, merci d'arrêter l'utilisation et de demander conseil auprès de votre dentiste.

Remplir le réservoir avec de l'eau ou toute autre solution recommandée par votre dentiste.

Ne pas jeter ou insérer des objets étrangers dans le produit.

Garder le chargeur et le câble loin des surfaces chauffées.

Ne pas utiliser quand un brumisateur d'oxygène ou d'aérosol est en cours d'utilisation.

Ne pas utiliser les bains de bouche qui contiennent de l'iode, du javel ou de l'huile de l'arbre de thé.

Ne pas utiliser en présence de bijoux dans la bouche.

Merci d'enlever avant utilisation.

Ne pas utiliser si vous souffrez d'une blessure ouverte sur votre langue ou dans votre bouche.


Si votre médecin vous recommande de suivre une prémédication antibiotique, vous devez consulter votre dentiste avant d'utiliser cet instrument ou tout autre outil d'hygiène buccale.

Pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.


Instruire et superviser de près les enfants et les personnes aux besoins spéciaux quant à la bonne utilisation de ce produit.

Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Description du Produit



Accessoires Produit



Bouts de jet standards x 2




Chargeur électrique

Le bout de jet et les autres composants modifiables peuvent être achetés depuis les magasins.

Procédures Opérationnelles


Préparation

Extrêmement important! Avant la première utilisation, merci de charger l'appareil entièrement. Insérer juste la prise USB dans la douille de courant et connecter à une alimentation électrique. Le produit ne pourra pas être utilisé pendant le chargement.



Installation Et Démontage du Bout du Jet

Insérer le bout du jet dans le trou de la pointe de l'hydropulseur jusqu'à ce que vous entendiez un son de clic.



Comme démontré dans le Diagramme 4, ouvrir le couvercle du réservoir d'eau et verser l'eau dedans ;
Remarque : prière de s'assurer que l'appareil est éteint lors du remplissage en eau.

Lors du changement ou de l'enlèvement du bout du jet, prière d'appuyer sur le bouton de séparation tout en enlevant le bout du jet.




Instructions d'utilisation

- ◆ Le produit stocke la mémoire de la dernière utilisation. Lors de l'allumage, le mode impulsion conserve la même intensité que celle qui avait été définie lors de la dernière mise hors tension de l'appareil.
- ◆ Pour choisir parmi les trois modes de pression à savoir, doux, normal et pous, appuyez sur la touche mode encore et encore pour changer de mode de pression.
- ◆ Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 0,8 secondes, l'appareil s'arrêtera ou fonctionnera. Le changement de mode de pression se produit même lorsque l'appareil est mis hors tension. Ainsi, vous pouvez choisir le mode de votre choix, puis allumer l'appareil.
- ◆ Si un seul mode fonctionne pendant plus de 120 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- ◆ La couleur du voyant d'alimentation varie du vert, du bleu au rouge, en fonction de la puissance restante. Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation est rouge et une fois que le voyant rouge clignote, l'appareil s'éteint.
- ◆ Les couleurs des voyants d'alimentation varient du vert au bleu pour pouvoir être lues avec le pouvoir. Lorsque le voyant est rouge, veuillez recharger.
- ◆ Pendant la recharge, ce produit ne peut pas être utilisé. La rotation du bouton de commande modifie le sens du flux.
- ◆ Au stade initial d'utilisation, la gomme peut saigner en raison de la différence individuelle. Il est suggéré d'utiliser le mode doux pour que la gomme puisse adapter la pression de l'eau progressivement.




Techniques Recommandées

En tenant l'appareil vers le sens du bas, pointer le bout du jet vers les dents en pivotant la base du bout du jet avant d'allumer l'appareil.




Quand le jet d'eau et les gencives sont à un angle de 90 degrés, fermer légèrement la bouche afin d'éviter la pulvérisation de l'eau. Pour atteindre les meilleurs résultats, prière de commencer par la région des molaires vers les incisives. Appliquer le jet d'eau le long des gencives tout en s'attardant entre les dents jusqu'à ce que la partie autour des gencives et l'espace entre les dents soient nettoyés.




Exemple de Démontage

Usage

Prière d'éteindre l'appareil et de vider le réservoir d'eau.



En utilisant les mains comme indiqué sur le Diagramme 2 – utiliser votre main gauche pour tenir le corps du produit et votre main droite pour tenir le réservoir d'eau. Faire tourner en même temps vers le bas en une direction contre le sens des aiguilles d'une montre afin d'enlever le réservoir d'eau.



Entretien et Manipulation de la Batterie

Entretien de la Batterie

Avant la première utilisation, l'appareil doit être complètement chargé pendant une durée approximative de quatre heures. En cas de besoin de stockage pour une longue durée, prière de charger complètement l'appareil à l'avance. Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, prière de la recharger immédiatement quand le niveau de charge est faible.

Manipulation de la Batterie

L'appareil comprend une batterie en lithium qui ne peut pas être changée. Vers la fin de vie de la batterie, merci de la jeter dans le centre de recyclage local.

Problèmes Courants et Solutions

| Problèmes | Cause | Traitement |
|--|--|---|
| Fuite d'eau entre le bout du jet et le couvercle du haut | Le joint placé sur l'entrée fixe du bout du jet est endommagé et le bout du jet ne peut pas être installé proprement. Ou le bout du jet n'est pas en place | Contactez le revendeur pour réparations et installer le bout du jet correctement. Insérer le bout jusqu'à ce qu'un son de clic soit entendu |
| Fuite depuis le réservoir d'eau | Le joint du couvercle du réservoir est desserré | Réinstaller correctement |
| Pression inadéquate | Batterie faible | Utiliser après chargement |
| L'appareil ne peut pas démarrer | Batterie faible | Utiliser après chargement |
| Pas de jets d'eau quand allumé | Filet de filtrage bouché | Nettoyer le filet de filtrage |
| Fuite depuis les bords du réservoir d'eau entre le corps principal | L'eau fuit depuis le trou d'entrée d'air | Phénomène standard – Principe de pression atmosphérique. |

Si les traitements ci-dessus ne résolvent pas ces problèmes, prière de consulter le revendeur ou de visiter les réparateurs après-vente désignées pour réparation.

Petit rappel:

1. Lors de l'utilisation initiale, prière de sélectionner "mode doux" afin d'éviter le saignement des gencives dus au manque d'adaptation à l'utilisation. Après une utilisation continue de deux semaines, il devrait y avoir des améliorations. Si le saignement est excessif ou continue après deux semaines, une inflammation chronique des gencives pourrait être le problème et il est recommandé qu'un traitement dentaire professionnel soit envisagé.

2. L'utilisation du produit par les enfants ou les personnes ayants des implants dentaires, des ulcères buccaux ou des lésions buccales ouvertes est déconseillée.

Services Après-vente

Merci d'avoir Acquis l'Hydropulseur Dentaire Portable - Merci de Noter les Points Suivants:

1. Merci de garder le reçu de caisse effectif de l'achat émit par le revendeur comme document de maintenance.
2. La garantie limitée d'un an concerne les dommages matériels. Si le produit a été acquis via Amazon, la documentation n'est pas requise et seul le numéro du formulaire de commande doit être fourni comme justification aux services après-ventes correspondants.
3. Au cours de la période de garantie, dans les cas suivants, et si le produit est mal utilisé ou abusé, des coûts et des frais de service seront appliqués ;
 - Le client cause des dégâts dus à une mauvaise utilisation ou entretien;
 - Des réparateurs qui ne sont pas couverts par la réparation tierce partie causent des dégâts en cours des réparations ;
 - Absence d'un reçu d'achat adéquat après plus qu'un an depuis la date de fabrication;
 - Des dégâts causés pendant une utilisation pour fins commerciales;
 - Des dégâts causés par un événement de force majeure (tels que les tempêtes, séismes ou incendies).
4. Prière de remplir soigneusement le formulaire suivant et de livrer l'appareil aux réparateurs après-vente désignés par l'entreprise pour les travaux de réparation.

Contenuti

| | |
|--|----|
| Contenuti | 01 |
| Standard UL | 02 |
| Descrizione dell'Apparecchio | 05 |
| Accessori | 06 |
| Procedure Operative | 06 |
| Istruzioni per l'uso | 08 |
| Tecniche raccomandate | 09 |
| Esempio di smontaggio | 10 |
| Manutenzione e gestione della batteria | 10 |
| Problemi comuni e soluzioni | 11 |
| POST-VENDITA | 13 |

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente quando sono presenti bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di seguito riportate.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLI:

Per ridurre il rischio di folgorazione:

- ◆ Non maneggiare il caricatore con le mani bagnate.
- ◆ Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- ◆ Non usare durante il bagno.
- ◆ Non posizionare o conservare il prodotto dove può cadere in una vasca, in un box doccia o in un lavandino.
- ◆ Non recuperare il prodotto se è caduto nell'acqua. Scollegarlo immediatamente.
- ◆ Controllare che il cavo di ricarica non sia danneggiato prima del primo utilizzo e durante la vita del prodotto.

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, gravi lesioni o danni:

Non collegare questo dispositivo a un sistema di tensione diverso da quello specificato sul dispositivo o sul caricabatterie.

Non utilizzare questo dispositivo se ha un cavo o una spina rotta. In caso di malfunzionamento o in caso di contatto con liquidi, contattare il distributore locale.

Non dirigere il flusso d'acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altri organi delicati. Questo prodotto è in grado di produrre pressioni che possono causare gravi danni a questi organi. Fare riferimento alle istruzioni operative per l'uso corretto.

Utilizzare questo dispositivo esclusivamente come indicato in queste istruzioni o secondo i suggerimenti del proprio dentista.

E' normale che le gengive sanguinino un po' quando si usa l'idropulsore per la prima volta. Se sanguinano molto, si prega di sospendere l'uso e chiedere il parere del dentista.

Riempire il serbatoio con acqua o altre soluzioni consigliate dal dentista.

Non far cadere o inserire oggetti estranei nel dispositivo.

Tenere il caricabatterie e il cavo lontano da superfici riscaldate.

Non operare in ambienti in cui vengono utilizzati spray ad ossigeno o aerosol.

Non usare colluttori / risciacqui che contengono iodio, sbiancante o olio di tea tree.

Non usare se si indossano gioielli alla bocca.

Si prega di rimuoverli prima dell'uso.

Non usare in caso di ferite aperte sulla lingua o in bocca.


Se il medico consiglia un trattamento preparatorio antibiotico, è consigliabile rivolgersi al proprio dentista prima di utilizzare questo strumento o qualsiasi altro ausilio per l'igiene orale.

Solo per uso domestico. Non utilizzare all'aperto.


Istruire e supervisionare da vicino bambini e persone con bisogni speciali per un uso corretto dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Descrizione dell'Apparecchio



Accessori



beccucci standard x 2



Caricatore

Il beccuccio e altri ricambi possono essere acquistati nei negozi al dettaglio.


Procedure Operative

Preparazione

Estremamente importante!


Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare completamente il dispositivo. Basta inserire la spina USB nella presa di corrente e collegarsi a un alimentatore.

Durante la ricarica, il prodotto non può essere utilizzato.



Installazione e smontaggio del beccuccio

Inserire il beccuccio nel foro del getto, finché non si sente un clic.



Come mostrato nel Diagramma 4, aprire il coperchio del serbatoio e versarci dell'acqua;
Nota: assicurarsi che il dispositivo sia spento durante il riempimento dell'acqua.

Se si vuole cambiare o rimuovere il beccuccio, tenere premuto il pulsante mentre si estrae il beccuccio.




Istruzioni per l'uso

- ◆ Il prodotto memorizza la memoria dell'ultimo utilizzo. All'accensione, la modalità impulso mantiene la stessa intensità di quando è stata impostata l'ultima volta che l'unità è stata spenta.
- ◆ Per scegliere tra le tre modalità di pressione vale a dire. soft, normale e pulse, premere il tasto mode ancora e ancora per cambiare tra le modalità di pressione.
- ◆ Premere il pulsante di accensione per almeno 0,8 secondi, il dispositivo si arresterà o funzionerà. Il cambio della modalità di pressione si verifica anche quando l'alimentazione è spenta. Pertanto, è possibile scegliere la modalità desiderata e quindi accendere l'alimentazione.
- ◆ Se una singola modalità viene eseguita per più di 120 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente.
- ◆ Il colore della luce di alimentazione varia da verde, da blu a rosso con potenza residua. Quando la batteria è scarica, la spia di alimentazione è rossa e una volta che la luce rossa lampeggia, il dispositivo si spegne.
- ◆ I colori delle luci di alimentazione variano dal verde al blu per leggere con potenza. Quando la luce è rossa, si prega di ricaricare.
- ◆ Durante la ricarica, questo prodotto non può essere utilizzato. Ruotando la manopola di controllo cambia la direzione del flusso.
- ◆ Nella fase iniziale dell'uso, la gomma potrebbe sanguinare a causa della differenza individuale. Si consiglia di utilizzare la modalità soft, in modo che la gomma possa adattare gradualmente la pressione dell'acqua.




Tecniche raccomandate

Tenendo il dispositivo verso il basso, puntare il beccuccio sui denti ruotando la base del beccuccio prima di accendere il dispositivo.



Quando il flusso d'acqua e le gengive formano un angolo di 90 gradi, chiudere leggermente la bocca per evitare che l'acqua schizzi. Al fine di ottenere i migliori risultati, si prega di iniziare dalla zona molare fino agli incisivi. Far scorrere il flusso d'acqua lungo le gengive e rimanere un po' tra i denti fino a quando queste zone sono completamente pulite.




Esempio di smontaggio

Dettagli di utilizzo:

Si prega di spegnere l'alimentazione e svuotare il serbatoio dell'acqua.



Come indicato nel Diagramma 2, utilizzare la mano sinistra per tenere il corpo del dispositivo e la mano destra per tenere il serbatoio dell'acqua. Allo stesso tempo ruotare verso il basso in senso antiorario per rimuovere il serbatoio dell'acqua.



Manutenzione e gestione della batteria

Manutenzione della batteria

Prima dell'utilizzo iniziale, il dispositivo deve essere caricato completamente per circa quattro ore; se è necessario conservarlo per un lungo periodo, caricare completamente il dispositivo in anticipo. Al fine di massimizzare la durata della batteria, si prega di ricaricare tempestivamente quando la batteria è scarica

Gestione della batteria

Il dispositivo include una batteria al litio che non può essere modificata. Alla fine della vita utile della batteria, si prega di smaltirla in un centro di riciclo rifiuti locale.

Problemi comuni e soluzioni

| Problemi | Motivo | Modalità di trattamento |
|--|---|--|
| Perdita di acqua tra il beccuccio e il coperchio superiore | L'anello di tenuta sulla presa fissa per il beccuccio è danneggiato e la punta del getto non può essere installata correttamente. Oppure il beccuccio non è inserito in posizione | Contattare il rivenditore per la riparazione e installare correttamente il beccuccio Inserirlo nuovamente fino a sentire un clic. |
| Il serbatoio dell'acqua perde acqua | L'anello di tenuta del coperchio del serbatoio è allentato | Reinstallarlo correttamente |
| Pressione inadeguata | Batteria scarica | Utilizzare dopo la ricarica |
| Il dispositivo non può essere acceso | Batteria scarica | Utilizzare dopo la ricarica |
| Nessun flusso d'acqua durante l'operazione | La rete filtrante è ostruita | Pulire la rete filtrante |
| Perdita di acqua dai bordi del serbatoio tra il corpo principale | L'acqua fuoriesce dal foro di ingresso dell'aria | Fenomeno standard - Principio della pressione atmosferica |

Se i metodi sopra riportati non riescono a risolvere questi problemi, consultare il rivenditore o procedere alla riparazione presso i siti post-vendita designati.

Promemoria :

1. Al primo utilizzo, selezionare "modalità delicata", per evitare perdite di sangue alle gengive a causa di un mancato adattamento all'utilizzo. Dopo un utilizzo costante di due settimane, dovrebbero esserci miglioramenti. Se l'emorragia è eccessiva o il sanguinamento continua dopo due settimane, potrebbe essere un problema di infiammazione cronica delle gengive e si raccomanda dunque di provvedere ad un trattamento dentale professionale.

2. Non si raccomanda l'utilizzo del prodotto da parte di bambini o persone con impianti dentali, ulcere orali o piaghe orali aperte.

POST-VENDITA

Grazie per aver acquistato l'idropulsore portatile - Prendere nota dei seguenti punti:

1. Conservare la ricevuta di acquisto effettiva emessa dal rivenditore come documento per la manutenzione.
2. La garanzia di un anno è per danni non umani. Se il prodotto è stato acquistato tramite Amazon, la documentazione non è richiesta, ma verrà richiesto solo il numero d'ordine fornito come prova per il corrispondente servizio post-vendita
3. Nei casi in cui il dispositivo viene utilizzato in modo scorretto o abusato nel periodo di garanzia, verranno addebitati costi e servizi;
 - Il cliente provoca danni a causa di uso o manutenzione inappropriati;
 - I riparatori non autorizzati causano danni durante le riparazioni;
 - Mancanza di una ricevuta di acquisto pertinente a più di un anno dalla data di produzione;
 - Danni causati durante l'uso per scopi commerciali;
 - Danni causati da eventi di forza maggiore (come tempeste, terremoti o incendi).
4. Si prega di compilare attentamente il seguente modulo e consegnare il dispositivo all'addetto al post-vendita designato dall'azienda per i lavori di riparazione.

Índice

| | |
|---|----|
| Índice | 01 |
| Estándar UL | 02 |
| Descripción del producto | 05 |
| Accesorios | 06 |
| Procedimientos de operación | 06 |
| Instrucciones de uso | 08 |
| Técnicas recomendadas | 09 |
| Desmontaje | 10 |
| Mantenimiento y reciclado de la batería | 10 |
| Problemas comunes | 11 |
| Servicio postventa | 13 |

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños, respete siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGROS:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- ◆ No manipule la batería con las manos mojadas o húmedas.
- ◆ No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
- ◆ No use el dispositivo al ducharse o bañarse.
- ◆ No sitúe o almacene el dispositivo en lugares en los que pueda caer al lavabo o la bañera.
- ◆ Si el dispositivo cae al agua, no lo toque y desenchúfelo inmediatamente.
- ◆ Compruebe siempre si el cable de carga está dañado antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego y lesiones graves o daños:

No alimente el dispositivo con un voltaje distinto al especificado en el dispositivo o el cargador

No use el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. Si el dispositivo no funciona correctamente o ha sido sumergido accidentalmente en agua u otro líquido, póngase en contacto con el distribuidor local.

No proyecte agua bajo la lengua, en el interior del oído, nariz u otros órganos sensibles. El producto genera chorros de agua de alta presión que pueden dañar seriamente dichos órganos. Lea las instrucciones de uso para realizar un uso correcto del dispositivo.

Use siempre el dispositivo siguiendo las instrucciones indicadas en este manual o las recomendaciones de un dentista profesional.

La primera vez que se usa el irrigador dental es normal que las encías sangren ligeramente. Si sangran demasiado, interrumpa su uso y consulte con su dentista.

Rellene el depósito con agua u otros líquidos recomendados por un dentista profesional.

No deje caer o introduzca objetos extraños en el interior del producto.

Mantenga alejados el cargador y el cable de carga de las superficies calientes.

No use el dispositivo en lugares donde se está usando oxígeno u otros gases.

No use el dispositivo con enjuagues bucales que contengan yodo, lejía o aceite del árbol del té.

No use el dispositivo con piercings u otros ornamentos bucales.

En su caso, retire los piercings u otros ornamentos bucales antes de utilizar el dispositivo.

No use el dispositivo si tiene heridas abiertas en la boca o la lengua.


En caso de tener que tomar antibióticos, consulte con el dentista sobre el uso de este dispositivo u otros aparatos de higiene bucal.

Solo para uso doméstico, no usar nunca en el exterior.


Si el dispositivo ha de ser usado por niños o personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, instruya convenientemente sobre su operación correcta y supervise su uso.

No permita a los niños jugar con el dispositivo.

Descripción del producto



Accesorios



Boquillas estándar x 2




Cargador

En las tiendas pueden comprarse boquillas y otros componentes intercambiables.

Procedimientos de operación


Preparación

¡Muy importante! Antes de usar por primera vez, cargar completamente la batería del dispositivo. Insertar el cable USB en el enchufe y conectar a la red. No usar el dispositivo mientras se está cargando.



Instalación y desmontaje de la boquilla.

Insertar la boquilla en el orificio superior hasta que se escucha un “clic”.



Como muestra el Diagrama 4, abrir la tapa del depósito y rellenar con agua.

Nota: Comprobar que el dispositivo está desenchufado antes de rellenar el depósito.

Para cambiar o retirar la boquilla, presionar el botón de liberación y tirar hacia arriba.




Instrucciones de uso

- ◆ El producto almacena la memoria del último uso. Al encenderlo, el modo de pulso conserva la misma intensidad que se configuró cuando se apagó la unidad la última vez.
- ◆ Para elegir entre los tres modos de presión a saber. suave, normal y pulso, presione la tecla de modo una y otra vez para cambiar entre los modos de presión.
- ◆ Presione el botón de encendido por lo menos 0,8 segundos, el dispositivo se detendrá o ejecutará. El cambio de modo de presión ocurre incluso cuando se apaga la alimentación. Por lo tanto, puede elegir el modo deseado y luego encender la alimentación
- ◆ Si se ejecuta un solo modo durante más de 120 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente.
- ◆ El color de la luz de encendido varía de verde, azul a rojo con la energía restante. Cuando la batería está baja, la luz de encendido está en rojo, y una vez que la luz roja parpadea, el dispositivo se apaga.
- ◆ Los colores de luz de encendido varían de verde a azul para leer con poder. Cuando la luz esté roja, recárgala.
- ◆ Durante la recarga, este producto no puede ser utilizado. Al girar el mando de control, cambia la dirección de la secuencia.
- ◆ En la etapa inicial de uso, la goma puede sangrar debido a la diferencia individual. Se sugiere utilizar el modo suave, para que la goma pueda adaptar la presión del agua gradualmente.




Técnicas recomendadas

Antes de encender el dispositivo, sujetar el dispositivo inclinándolo ligeramente y girar la boquilla orientándola de forma que el chorro se dirija hacia los dientes.




Cuando el chorro de agua es perpendicular a las encías, cerrar ligeramente la boca para evitar las salpicaduras. Para conseguir mejores resultados, empezar primero por el área molar y desplazarse después hacia la zona de los incisivos. Desplazar el chorro de agua a lo largo de las encías y detenerse unos instantes entre los dientes hasta conseguir que queden completamente limpios.




Desmontaje

Procedimiento

Apagar el dispositivo y vaciar el depósito de agua.



Como indica el Diagrama 2, usar la mano izquierda para sujetar el cuerpo del dispositivo y con la mano derecha sujetar el depósito de agua haciéndolo girar al mismo tiempo en sentido antihorario para retirarlo.



Mantenimiento y reciclado de la batería

Mantenimiento de la batería

Antes de usarlo por primera vez, el dispositivo debe ser cargado completamente durante aproximadamente 4 horas. En caso de no usar durante un periodo largo de tiempo, cargar el dispositivo completamente antes de almacenarlo. Para alargar la vida útil de la batería, cargar enseguida el dispositivo cuando se ilumine el indicador de batería baja.

Reciclado de la batería

El dispositivo cuenta con una batería de litio no recambiable. Cuando finalice su vida útil, disponer la batería en un centro de recogida de residuos autorizado.

Problemas comunes

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| Fugas de agua en la base de la boquilla | El anillo de sellado de la base de la boquilla está dañado y la boquilla no se puede instalar apropiadamente. La boquilla no se ha insertado correctamente | Ponerse en contacto con el distribuidor para reparar. Insertar de nuevo la boquilla hasta escuchar un “clic” |
| Fugas del depósito de agua | La tapa del depósito de agua está mal cerrada | Cerrar correctamente |
| Presión de agua insuficiente | Batería baja | Recargar |
| El dispositivo no se enciende | Batería baja | Recargar |
| No sale agua | El filtro está obstruido | Limpiar la rejilla del filtro |
| Fugas de agua en la junta entre el cuerpo del dispositivo y el depósito de agua | Sale agua del orificio de entrada de agua | Es un fenómeno normal resultado de la presión atmosférica |

Si los métodos anteriores no pueden solucionar los problemas, póngase en contacto con el distribuidor o diríjase a un servicio técnico autorizado para su reparación.

Recuerde:

1. Seleccione el modo “suave” la primera vez que use el dispositivo para evitar el sangrado de las encías debido a la falta de costumbre. Este fenómeno mejora alrededor de dos semanas después de uso. Si después de ese tiempo las encías siguen sangrando o si se produce un sangrado excesivo, es posible que se trate de una inflamación crónica. En este caso, por favor consulte con un dentista profesional.

2. No se recomienda el uso del producto por parte de niños, personas con implantes dentales, o úlceras o llagas en la boca.

Servicio postventa

Gracias por comprar el irrigador dental portátil - Por favor, presta atención a lo siguiente:

1. Guarde los tickets de compra del producto como justificante en caso de reparación.
2. El producto tiene 1 año de garantía para daños no causados por el uso incorrecto del mismo. Si se ha comprado por Amazon es suficiente con facilitar el número de pedido a la asistencia postventa.
3. En los siguientes casos, aún durante el periodo de garantía, los costes de reparación deberán ser abonados por el cliente:

- El cliente daña el producto debido a un uso o mantenimiento inapropiado del mismo.
 - El producto sufre daños al ser reparado por técnicos no autorizados.
 - El cliente no presenta un justificante que demuestre la compra del producto y que este se encuentra dentro del periodo de garantía de 1 año.
 - Daños causados debido a un uso comercial del producto.
 - Daños causados por causas de fuerza mayor como tormentas, terremotos o fuegos.
4. Por favor, rellene el siguiente formulario y lleve el producto a un servicio técnico autorizado por la empresa para su reparación.

